

[www.drivemedical.com](http://www.drivemedical.com)

drive  
[WWW.DRIVEMEDICAL.COM](http://WWW.DRIVEMEDICAL.COM)


deluxe hand-held  
shower spray

rociador de ducha  
manual deluxe

douche à main deluxe

[www.drivemedical.com](http://www.drivemedical.com)

drive  
[WWW.DRIVEMEDICAL.COM](http://WWW.DRIVEMEDICAL.COM)





## to install as shower head

1. Remove the old shower head leaving shower arm.
2. Screw diverter valve into existing shower head.
3. Place rubber gasket (included) into diverter valve.
4. Screw deluxe shower spray head into diverter valve.

## to install as hand-held shower spray

1. Remove the old shower head leaving shower arm.
2. Screw diverter valve into existing shower arm.
3. Place rubber gasket (included) into diverter valve.
4. Attach shower hose to diverter valve
5. Screw shower head onto shower hose
6. Mount bracket onto wall with screws (included).
7. Hang shower head on bracket when not in use.






## para instalar como cabezal de ducha fijo

1. Quite el cabezal de la ducha antigua dejando el brazo de la ducha.
2. Atornille la válvula de desvío en el cabezal de la ducha existente.
3. Coloque la junta de goma (incluida) en la válvula de desvío.
4. Atornille el cabezal del rociador de ducha manual deluxe en la válvula de desvío.

## para instalar como rociador de ducha manual

1. Quite el cabezal de la ducha antigua dejando el brazo de ducha.
2. Atornille la válvula de desvío en el brazo de la ducha existente.
3. Coloque la junta de goma (incluida) en la válvula de desvío.
4. Anexe la manguera de la ducha a la válvula de desvío.
5. Atornille la cabeza de la ducha en la manguera de la ducha.
6. Coloque el soporte en la pared con tornillos- incluidos.
7. Cuelgue el cabezal de la ducha en el soporte cuando no esté en uso.





## installation en douche conventionnelle

1. Retirer l'ancienne pomme de douche en laissant le bras de douche.
2. Visser l'inverseur dans la pomme de douche actuelle.
3. Mettre le joint en caoutchouc (Inclus) dans l'inverseur.
4. Visser la pomme de douche Deluxe dans l'inverseur.

## installation en douche à main

1. Retirer l'ancienne pomme de douche en laissant le bras de douche.
2. Visser l'inverseur dans la pomme de douche actuelle.
3. Mettre le joint en caoutchouc (Inclus) dans l'inverseur.
4. Attacher le flexible de douche dans l'inverseur.
5. Visser la pomme de douche sur le flexible de douche.
6. Fixer le support sur le mur avec les vis-fournies.
7. Replacer la pomme de douche sur le support quand elle n'est pas utilisée.



## lifetime limited warranty

Your Drive brand product is warranted to be free of defects in materials and workmanship for the lifetime of the original consumer purchaser.

This device was built to exacting standards and carefully inspected prior to shipment. This Lifetime Limited Warranty is an expression of our confidence in the materials and workmanship of our products and our assurance to the consumer of years of dependable service.

In the event of a defect covered by this warranty, we will, at our option, repair or replace the device.

This warranty does not cover device failure due to owner misuse or negligence, or normal wear and tear. The warranty does not extend to non-durable components, such as rubber accessories, casters, and grips, which are subject to normal wear and need periodic replacement.

If you have a question about your Drive device or this warranty, please contact an authorized Drive dealer.



© 2006 Medical Depot, Inc. All rights reserved.  
Drive is a trademark of Medical Depot, Inc.  
Port Washington N.Y. 11050 USA Made in Taiwan

## garantía limitada de por vida

Su producto marca Drive está garantizado de por vida del comprador-consumidor original de no tener defectos en los materiales y la fabricación.

Este aparato fue construido de acuerdo a estándares rigurosos y cuidadosamente inspeccionado previo a su envío. Esta Garantía Limitada de por Vida es una expresión de nuestra confianza en los materiales y la fabricación de nuestros productos y nuestra seguridad para el consumidor dada por años de servicios confiables.

En el caso de un defecto cubierto por esta garantía, repararemos o reemplazaremos el aparato, de acuerdo a nuestra opinión.

Esta garantía no cubre fallas del aparato debidas a mal uso o negligencia por parte del propietario o por el uso y desgaste normales. Esta garantía no se extiende a los componentes no durables, tales como los accesorios de goma, rueditas y mangos que están sujetos a desgaste normal y necesitan reemplazo periódico.

Si usted tiene preguntas acerca de su aparato Drive o esta garantía, por favor contacte a un representante autorizado de Drive.



© 2006 Medical Depot, Inc. Todos los derechos reservados.  
Drive es marca registrada de medical depot, Inc.  
Port Washington NY 11050 USA Hecho en Taiwán

# garantie à vie, limitée

Ce produit Drive est garanti d'être exempt de tout défaut de matériau, de fabrication ou de main d'oeuvre, auprès du propriétaire original et ce, pour la durée de la vie de celui-ci.

Cet appareil a été fabriqué selon des normes de qualité rigoureuses et inspecté avant de quitter l'usine. Cette garantie à vie limitée, est un témoignage de la confiance que nous portons aux matériaux, à la main d'oeuvre, ainsi qu'aux procédés de fabrication requis pour produire nos appareils afin qu'ils puissent vous assister de manière fiable et sécuritaire pendant de nombreuses années.

Dans l'éventualité où un bris devait survenir en cours d'utilisation de l'un de nos produits, nous nous engageons, à notre discrétion, à assurer selon le cas, la réparation ou le remplacement de l'appareil.

Cette garantie ne peut être invoquée dans les cas d'usage inapproprié de l'appareil, en cas de négligence ou d'usure normale. Cette garantie ne couvre pas les pièces qui, de par leur nature, ont une durée de vie plus courte, tel que les embouts de caoutchouc, poignées de mousse, roues et pneus, qui doivent être périodiquement remplacés.

Pour toute question sur cet appareil ou sur sa garantie, veuillez svp, contacter votre détaillant autorisé de produits Drive.

**drive**  
WWW.DRIVEMEDICAL.COM

© 2006 Medical Depot, Inc. Tous droits réservés.

Drive est une marque de commerce de Medical Depot, Inc.  
Port Washington, NY 11050 USA Fabriqué en Taiwan

**drive**  
WWW.DRIVEMEDICAL.COM

[www.drivemedical.com](http://www.drivemedical.com)